



## ÖZGÜR OLUN!

Hormon içermez.

Doğum kontrolü hakkında düşünmeye gerek yok.

### Etherena TCu380A bakır IUD nedir?

Etherena TCu380A, benzersiz bir yerleştirme mekanizmasında T şeklinde bir bakır IUD içerir. T şeklindeki bakır RİA, plastik (LDPE) ve bakırdan üretilmiştir ve gebeliğe karşı korur. Koruma, yerleştirildikten hemen sonra başlar. Etherena TCu380A hormonsuzdur ve doğal adet döngüsünün sürdürülmesini sağlar. Yerleştirme mekanizması, GP'niz, ebeniz veya jinekoloğunuz tarafından IUD'nin yerleştirilmesini kolaylaştırır.

### Etherena TCu380A bakır IUD nasıl çalışır?

Bir Etherena bakır IUD, hamileliği önlemenin hormonsuz bir yoludur. Etherena, TCu380A tipi bakır IUD içerir. T şeklindeki IUD rahim içine yerleştirilir. IUD, çok kademeli olarak salınan 3 bölgede bakıra sahiptir. Bakır, sperm hücrelerini hareketsiz kılar, yani sperm hücresi artık yumurta hücresini dölleyemez. IUD ayrıca rahme bağlı olan mukoza zarının değişmesini de sağlar. Bu, döllenen bir yumurtanın implante edilmesini önler. Bir Etherena Tcu380A bakır IUD, hamileliği önlemenin çok güvenilir bir yoludur!

### Etherena TCu380A bakır IUD kimler için uygundur?

Teorik olarak, Etherena TCu380A hormonsuz doğum kontrolü isteyen tüm kadınlar için uygundur. Hiç hamile kalmamış veya doğum yapmamış olsanız bile. Doğal adet döngüsü korunur. Etherena bakır IUD yerleştirildikten sonra doğum kontrolü konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

### Emzirme

Ayrıca emzirirken Etherena bakır IUD'yi da taktırabilirsiniz. IUD hormon içermediğinden anne sütünün miktarını veya kalitesini etkilemeyecektir.

### Tekrar hamile kalmak istiyor musunuz?

Tekrar hamile kalmaya karar verdiniz mi? Daha sonra doktorunuz, jinekoloğunuz veya ebeniz bakır IUD'yi çıkarabilir. Bakır IUD herhangi bir hormon içermediğinden ve normal adet döngünüz devam ettiğinden, çıkarıldıktan hemen sonra hamile kalabilirsiniz.

# Etherena TCu380A Özgür Ol Bakır IUD

## Yerleştirmeden sonra gebeliğe karşı koruma ne kadar sürer?

Etherena TCu380A bakır IUD, takıldıktan sonra **10 yıl** boyunca gebeliğe karşı korur. Uzun süre gebeliğe karşı korunmak istiyor ancak her gün doğum kontrolünü düşünmek istemiyorsanız elbette bu büyük bir avantaj! Ve hormonsuzdur.

## Herhangi bir yan etkisi var mı?

Çoğu kadın, TCu380A bakır IUD'nin çok az veya hiç yan etkisi yaşamaz. Bazı kadınlar yan etkiler yaşayacaktır ve bunlar çoğunlukla yerleştirildikten sonraki ilk 3 ayda ortaya çıkar. Bu yan etkiler arasında karın krampları, düzensiz kan kaybı, daha ağır ve uzun süreli adet kanaması sayılabilir. Çoğu kadın için bu yan etkiler 3 ay sonra kaybolur ve normal döngü geri yüklenir. Az sayıda kadın bu yan etkileri yaşamaya devam edecektir. Bu durumda, her zaman aile doktorunuz, jinekoloğunuz veya ebenizle iletişime geçmelisiniz. Yerleştirildikten altı hafta sonra bir kontrol yapılması önerilir.

## Bu ürün ne zaman kullanılmamalıdır?

- Bakır alerjisi
- Açıklanamayan vajinal kan kaybı
- Aktif enfeksiyon
- Rahim anormallikleri
- Wilson hastalığı

## Ödeme ve Sipariş

Ek sigorta yaptırmadıkları sürece, doğum kontrolü 21 yaş ve üstü kadınlar için temel sigorta paketi kapsamında değildir. RİA'nın pratisyen hekim tarafından takılması sigorta kapsamındadır. Bir jinekolog veya ebe tarafından IUD takılırsa geri ödenecek masrafları sağlık sigortası şirketinize sorun. İskonta uygulanabilecek bir ödemeniz olacağını unutmayın. Etherena bakır IUD eczaneden temin edilebilir.

Etherena ayrıca [www.etherena.nl](http://www.etherena.nl) üzerinden çevrimiçi olarak sipariş edilebilir.

*Bu broşür prospektüsün yerine geçmez. Daha fazla bilgi için daima prospektüsün tamamını okuyun.*

Daha fazla bilgi için [www.etherena.nl](http://www.etherena.nl) adresini ziyaret edin.

Etherena TCu380A Özgür Ol bakır IUD, Hollanda'da MML Medical BV tarafından dağıtılmaktadır.

MML-Medical B.V.  
Terborgseweg 62  
7064 AH Silvolde  
[www.mml-medical.nl](http://www.mml-medical.nl)



**MML | Medical**

Your strategic partner in medical devices